
















60.00 mm		90.00 mm		<p>Visualized Smart Electric Toothbrush</p> 	<p>1.ProductIntroduction Please be sure to read this introduction manual carefully before using the product in order to use it correctly. This product is a visual smart electric toothbrush with camera. The product features a toothbrush that can be connected to cell phones, tablets and other devices, and the healthy shape of teeth inside your mouth can be seen through APP, and you can take pictures or videos, which provide clear graphical guidance and treatment basis for brushing teeth to remove tooth stains and prevent tooth decay, achieving the effect of whitening teeth and preventing tooth decay from worsening</p> 	<p>2.Safety Precautions To avoid the risk of failure, electric shock, injury, fire and damage to equipment and property, please observe the following safety precautions: (1) This product has a built-in battery. Do not put this product into a fire or expose it to the sun, otherwise the battery may be damaged. (2) Do not use this product when charging. (3) Do not use this product when USB plug is not in place. Only when the plug is properly plugged can it be effectively waterproof. (4) Do not place the tooth-mirror in a humid environment or in liquid to avoid damage caused by immersion in water. Be sure to keep the plug of the tooth-mirror dry. (5) When using the tooth-mirror, make sure that the socket and plug are dry before inserting it, otherwise there will be a risk of damage to the host due to water. (6) Do not modify or repair this product by yourself. (7) When using APP to take pictures as a basis for diagnosis and treatment, be sure to choose a regular dental institution . (8) Do not drop or hit the product hard. (9) Do not charge this product unattended for a long time, the maximum charging time is not more than 12 hours. If you do not use it for a long time, please charge it at least once every six months . (10) Please do not disassemble the product or replace the internal battery by yourself. If you find that the internal battery has swelling, leakage or other abnormalities, please stop using it immediately and contact our company's after-service .</p>	<p>TM04 visual APP installation and use tutorial 1. Please search for sl ylz in App Store/Google play to download and install.</p>    <p>Scan the QR code with your phone, download the APP(slylz) and install it.</p>	<p>Android China Android Google Play IOS app store</p> <p>IOS After scanning the code, open the IOS App Store to download and install. You can also search for SL ylz to download and install in the App Store directly</p> <p>Android After scanning the code, open the Android google play to download and install it through a third-party browser.</p> <p>Android China Android google play IOS app store</p> <p>Attention: If there is a safety reminder during the installation process, choose to continue the installation</p>	<p>2. APP connection instructions</p>       <p>Return to the app, "Connected" is displayed, Click "Connected."</p> <p>Enter the camera screen, as shown above,</p>	<p>*Charging instructions 1. Press and hold the button to power off and then charge 2. The red light blinks when charging. 3. When fully charged, the green light keeps on .</p> <p>* Troubleshooting 1. The picture is stuck A. The data transmission distance is too far, do not stay away from the phone when using the product. B. Insufficient power will also lead to stalling, please charge in time . 2. WiFi signal cannot be transmitted/intermittently A. The lower the power, the weaker the WiFi signal, fully charged and then used. B. Over the WiFi signal transmission distance, the closer the product is to the phone, the better. C. There are too many WiFi signals around, it will affect the signal of the product, try to use in the area with less WiFi signal 3. No image is displayed A. Check whether the phone is connected to the correct product WIFI name . B. After confirming the connection, if there is no display, close the APP and product, open it again and connect again .</p>	<p>* Teeth Brushing Step one Dampen the bristles and apply some toothpaste to the bristles.</p>  <p>Step two Press the on/off button to turn on the toothbrush. Power on/Off/Mode switch In special cases, you can press and hold for more than 5 seconds to power off. The brushing process should be gently applied a little pressure to maximize the effect of the toothbrush. Slowly move the toothbrush at a 45° Angle between the bristles and gums. During the brushing process, press the button to switch the brushing mode freely. The recommended brushing time is 2 minutes.</p> 	<p>* Clean brush head After brushing your teeth, clean the toothbrush head with water (Be sure to cover the charging bottom when cleaning).</p>  <p>* Maintenance instructions 1. Wash the brush head and bristles after each use, and air dry naturally (do not pull the bristles, which is easy to deform and fall off). 2. Wipe with a dry cloth after each use and air dry naturally. 3. Do not use water higher than 40C or acid cleaning solution to clean the brush handle, charging cable, power cord and adapter, the adapter is strictly prohibited in water. 4. Before cleaning the charging device, be sure to pull out the adapter from the socket, otherwise it may cause electric shock. 5. It is recommended to replace the brush head every three months, and replace it when the bristles are bent or deformed.</p> <p>* Environmental protection - When disposing of products, please do not place them with the general domestic garbage. - Built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. When discarding products, do not throw them away randomly. Please place the products in front of the government designated recycling station.</p>	<p>* Warranty card Thank you for your support and trust ! Electric toothbrush should be able to play its advantages under normal use and maintenance, and any damage caused by manufacturing process or components within one year of purchase will be replaced free of charge.</p> <p>* Warranty Terms 1. Free warranty period, starting from the date of purchase. 2. Warranty products, please show the following voucher or purchase record. 3. Replacement of spare parts more than one year, according to the replacement parts price charges. 4. Toothbrush head is easy to wear products, not within the scope of warranty. 5. Under any of the following circumstances, free warranty is not implemented. 1) Remove the fuselage during use, causing the toothbrush to not be used normally . 2) Unable to provide purchase vouchers or purchase records</p>	<p>Product model _____ Date of Purchase _____ Place of Purchase _____ Customer Name _____ Mobile phone _____ Contact Address _____ Fault Description _____</p> <p>* Argument Model: TM04 Rated input: DC5V 1A Operating voltage: 3.0V-4.2V Battery capacity: 1500 mah Power: 2w Waterproof class: IPX7 Company: Shenzhen THREEMAN Technology Co., LTD Address: Building 4, YingJinNianHua Garden, NanWan Street, NanLing, LongGang District, Shenzhen</p> 
----------	--	----------	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

<p>可视文创电动牙刷</p> <p>使用说明书</p> 	<p>*产品介绍 使用前请务必仔细阅读本使用说明书，以便正确使用。 本产品是一款带摄像头的可视化智能电动牙刷。产品特色是电动牙刷可以连接手机平板等设备，通过APP可以看到自己口腔内部牙齿健康形态，可拍照，可视频。为刷牙清除牙齿污渍和防止驻牙提供明确的图示指引和诊疗依据。达到美白牙齿，防止驻牙恶化的功效。</p> 	<p>*安全注意事项 为避免测试，触电，受伤，火灾及设备财产损坏的危险，请务必遵守以下安全注意事项： 1. 本产品内置电池，切勿将本产品投入火中或在太阳下暴晒，否则可能导致电池损坏。 2. 切勿在充电的时候使用本产品。 3. 切勿USB 塞子没盖好的情况下使用本产品，只有塞子塞好的情况下才能有效防水。 4. 请勿把眼镜置于潮湿环境或置于液体中，以免浸水造成损坏，务必保持牙刷镜头干燥。 5. 使用牙镜时，在插入前务必保证插口和插头干燥，否则进水会有损坏主机的风险。 6. 切勿自行改装或维修本产品。 7. 使用APP拍摄图片作为诊疗依据时，请务必选择正规的牙科医疗机构。 8. 切勿跌落或冲击重击本产品。 9. 请勿在无人照看的情况下长时间对本产品充电，最长充电时间不超过12小时，如长时间不用，请至少半年充一次电。 10. 请不要自行拆卸本产品或更换内部电池，如发现内部电池有鼓包漏液或其它异常，请立即停止使用并与我司售后联系。</p>	<p>TM04 可视APP安装和使用教程 1 请在App Store / Google play中搜索slylz 下载并安装。</p>    <p>用手机扫描二维码，下载APP(slylz)并安装。</p>	<p>Android China Android Google Play IOS app store</p> <p>IOS 扫描二维码后自动打开苹果应用商店，下载安装 SL ylz 应用程序，启动应用后即可呈现。</p> <p>安卓用户 扫描后选择 Android China 选项进入下一页，点击：通过第三方浏览器下载选项，下载安装。</p> <p>Android China Android google play IOS app store</p> <p>注意：安装过程若出现安全提醒，选择继续安装即可。</p>	<p>2、APP连接使用说明</p>       <p>返回app 显示 "Connected"，点击 "Connected"，</p> <p>进入摄像头画面，如上图。</p>	<p>*充电说明 1. 按按键确定关机后，再充电 2. 充电时红灯闪烁。 3. 充满电绿灯长亮。</p> <p>*故障排除 1. 画面卡顿 A.数据传输距离太远，使用产品时不要远离手机。 B.电量不足的情况下也会导致卡顿，请及时充电。 2.WiFi信号无法传输/断断续续 A.电量越低，WiFi信号越弱，充满电再使用。 B.超过WiFi信号传输距离，产品与手机越近越好。 C.周围有太多的WiFi信号，会影响到产品的信号，尽量在WiFi信号偏少的区域使用 3.无图像显示 A.确认手机是否连接上正确的产品WiFi名称。 B.确认连接后，如还无显示，关闭 APP和产品，重新打开再次连接。</p>	<p>*刷牙 步骤一 浸湿刷毛并挤上适量牙膏在刷头上。</p>  <p>步骤二 按开/关按钮打开牙刷。 开机/关机/模式切换—遇特殊情况，可长按5秒以上关机。 刷牙过程中应轻轻施加一点压力，让牙刷最大限度发挥作用。 刷牙过程中按下按键可以自由切换刷牙模式。 建议刷牙时间为2分钟。</p> 	<p>*清洗 刷头刷牙完成之后，将牙刷对准水清洗干净。清洗的时候一定要把充电底盖盖好。</p>  <p>*保养说明 1. 每次使用后清洗刷头和刷毛，并自然风干(请勿拉扯刷毛，这样容易使其变形，从而脱落)。 2. 每次使用后用于布擦拭，并自然风干。 3. 不要用于高于40C的水或酸性清洁液清洗刷柄、充电线、电源线和适配器，适配器严禁浸入水中。 4. 清洗充电装置前，请务必将适配器从插座中拔出，否则容易导致触电。 5. 建议每三个月更换一次刷头，且当刷毛弯曲或变形时更换。</p>	<p>*环境保护 - 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起。 - 内置充电电池含有可能会污染环境的物质。丢弃产品时，请勿随意丢弃，请将产品放在政府指定回收站前。</p> <p>*保修卡 感谢您的支持和信任！ 电动牙刷在正常的使用及保养下应能发挥它的优越性，购买一年之内发生任何因制造工艺或者元器件造成的损坏，免费进行更换。</p> <p>*保修条款 1. 无偿保修日期，由购买之日起。 2. 保修产品请出示后面凭证或购买记录。 3. 一年以上日期更换零配件，按更换配件价格收费。 4. 牙刷头属易损耗品，不在保修范围之内。 5. 属于以下情况之一，不实行无偿保修。 1) 使用过程中自己拆除机身，造成牙刷不能正常使用。 2) 无法提供购买凭证或购买记录</p>	<p>产品型号Model No. _____ 购买日期Date of Purchase _____ 购买地点Place of Purchase _____ 客户姓名Name _____ 移动电话Mobile _____ 联系地址Address _____ 故障描述Fault Description _____</p> <p>参数 型号: TM04 额定输入: DC5V1A 工作电压: 3.0V-4.2V 电池容量: 1500mah 功率: 2w 防水等级: IPX7 公司: 深圳市斯瑞曼科技有限公司 地址: 深圳市龙岗区南岭南湾街道英郡年华4栋</p> 
---	---	---	---	---	--	--	---	---	--	--